

Morin Trainer 2012-2013

Tableau comparateur afin d'utiliser la bonne couleur de l'élastique Thera-Band relative à la pression d'arc tenue avec votre Morin Trainer.

Arc à poulies				
Pression marquée	Pression tenue Selon la réduction de charge des poulies (let off %)			Élastique requie
En livre	65%	75%	80%	Couleur de l'élastique
10 - 30 lbs	De 4 lbs à 10 lbs			Vert
30 - 50 lbs	De 8 lbs à 17 lbs			Bleu
50 - 60 lbs	21 lbs	15 lbs	12 lbs	Bleu ou Noir
60 - 70 lbs	24.⁵ lbs	17.⁵ lbs	14 lbs	Noir ou Argent
70 - 80 lbs	28 lbs	20 lbs	16 lbs	Argent

Couleur correspondent à la pression désirée	
Couleur	Pression
Vert	10 lbs
Bleu	16 lbs
Noir	22 lbs
Argent	28 lbs

Arc recourbé (ou traditionnel)	
Pression d'arc	Couleur de l'élastique
10 - 20 lbs	Vert
20 - 30 lbs	Vert ou Bleu
30 - 40 lbs	Bleu ou Noir
40 - 50 lbs	Noir ou Argent
50 + lbs	Argent